



1. Matériel

- Compresses stériles
- Savon
- Eau stérile
- Dakin
- Urinocol (garçon ou fille)
- Flacon stérile

2. Mode opératoire

- Il est recommandé de faire boire l'enfant pour accélérer la diurèse.
- Réaliser une hygiène des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène
- Mettre des gants
- Préparer le collecteur en vérifiant la fermeture hermétique des bouchons de transfert.
- Nettoyer, désinfecter, rincer puis sécher la vulve, le méat urinaire et le périnée ou le gland et le prépuce.
- Coller aseptiquement le collecteur en prenant soin de vérifier l'absence de fuite
- Quand l'enfant a uriné, ouvrir aseptiquement les bouchons de transfert et vider le collecteur dans le flacon stérile (Le collecteur doit être remplacé toutes les heures si l'enfant n'a pas uriné)
- Décoller délicatement le collecteur
- Retirer les gants
- Réaliser une hygiène des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène