



## Condition

- En cas de patient qui tousse, se référer à l'IE-C1-LBM-033-Accueil d'un patient qui tousse au laboratoire

## Matériels

- Prendre un écouvillon sec (sans milieu de transport) adapté à la morphologie du patient
- Gants
- Masque pour le préleveur

## Pour tout prélèvement nasal

- Réaliser une désinfection des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène
- Mettre un masque
- Mettre des gants

Réaliser le prélèvement de manière à recueillir des cellules épithéliales au plus proche du site infecté, si infection. En cas de recherche de portage sans infection, écouvillonnage des 2 narines à 1 cm de profondeur (si les narines sont trop sèches, humidifier l'écouvillon)

- Retirer les gants
- Retirer le masque