



Matériels

- Ecouvillons Eswab (x3) fins (tube à bouchon orange + écouvillon stérile en emballage unitaire pelable)
- Gants

Conditions

S'effectue selon prescription sur 3 sites différents : nez, gorge et œil en général.
Faire le prélèvement de gorge à distance d'un biberon

Mode opératoire

Noter le site à prélever (nez, gorge, œil) sur chaque tube avant de prélever

MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène

Prélever avec l'écouvillon au niveau des muqueuses, en effectuant des rotations :

- Bords internes des yeux, au niveau de la conjonctive
- Fosses nasales
- Gorge : faces internes des joues

Identifier les prélèvements avec l'étiquette du patient

Faire parvenir sans délai au laboratoire